

# COMPATIBLE AVEC :

# SIRONA®



DÉTARTRAGE



Pour l'élimination de tous les dépôts de tartre supra gingivaux et la plaque bactérienne.

**GS1**

SIRONA® \*1



Pour l'élimination des dépôts supra gingivaux importants de tartre.

**GS2**

SIRONA® \*2



Pour l'élimination de tartre et la plaque bactérienne dans les espaces supra et sous gingivaux sur tous les quadrants.

**GS3**

SIRONA® \*PE1



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux et profond en parodontie.

**PS3**

SIRONA® \*3



Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux.

**PS4**

SIRONA® \*4



Élimine rapidement les obstructions et les instruments cassés dans les tiers moyens et supérieurs des canaux longs et droits.

**ES4**

SIRONA®



Pour éliminer rapidement le tartre, le ciment temporaire et les instruments cassés dans les tiers moyens et supérieurs des canaux.

**ES5**

SIRONA®



**Clé dynamométrique SIRONA®**  
En plastique.

**C-SIR**

