

TempCanal enhanced



Caractéristiques

- Formule améliorée – aiguilles type irrigation endo 27 gauge
- Ne sèche pas – durée de travail prolongée
- pH >12 – désinfecte les canaux, protège des inflammations

Description

Depuis 1947, avec le développement de la première pâte d'hydroxyde de calcium prémélangée, Pulpdent est devenu le leader en hydroxyde de calcium. Aujourd'hui, avec TempCanal Enhanced, Pulpdent a créé une pâte qui passe à travers les aiguilles endodontiques de 27 gauge permettant ainsi un meilleur contrôle lors du placement dans le canal. TempCanal Enhanced est plus facile à utiliser, ne sèche pas et sa seringue à bout émoussé empêche les remplissages excessifs. Après une désinfection efficace des canaux, TempCanal Enhanced protège contre les inflammations entre visites et pendant le traitement prolongé des cas compliqués.

Depuis 1947, avec le développement de la première pâte d'hydroxyde de calcium prémélangée, Pulpdent est devenu le leader en hydroxyde de calcium. Aujourd'hui, avec TempCanal Enhanced, Pulpdent a créé une pâte qui passe à travers les aiguilles endodontiques de 27 gauge permettant ainsi un meilleur contrôle lors du placement dans le canal.

TempCanal Enhanced est plus facile à utiliser, ne sèche pas et sa seringue à bout émoussé empêche les remplissages excessifs. Après une désinfection efficace des canaux, TempCanal Enhanced protège contre les inflammations entre visites et pendant le traitement prolongé des cas compliqués.



	TEK	Seringue de 3 ml + 12 aiguilles d'irrigation endo 27 ga
	TE3	Seringue de 3 ml
	TE4	Kit de 4 seringues de 1,2 ml + 20 aiguilles d'irrigation endo 27 ga
	TE20N	20 aiguilles d'irrigation endo 27 ga x 25mm