



### **Occluseur pré-réglé**

Angle de Bennet 15°  
 Pente Condylenne 30°  
 Boîtiers déverrouillables pour travail en latéralité.

Référence	Désignation	€ T.T.C.
ART-25	Occluseur pré-réglé	169,90



### **Articulateur**

Réglages par simple sélection de graduation  
 Guides du condyle incurvés (anatomiques)  
 Pente condylienne réglable de 0-60°  
 Angle de Bennet réglables de 0-30°  
 Cadre aluminium, visibilité large

Référence	Désignation	€ T.T.C.
ART-30	Articulateur	275,00



### **Arc facial**

Instrument permettant d'enregistrer la position du maxillaire par rapport à l'axe charnière du patient, et à transférer celle-ci sur l'articulateur.

Référence	Désignation	€ T.T.C.
ART-35	Arc Facial	119,90