

## CARTS & UNITS

### Unité dentaire Mobile

#### **CART Eco**

Cart pneumatique, auto-alimenté en eau grâce une bouteille.

Ce cart est stable et simple d'utilisation.

Le réglage est en air et eau se fait sur chaque instrument.

La sélection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest 4 trous (Turbine, contre-angles, ou autre...)
- Fonctionne autonome (eau stérile)
- Pédale disque progressive



#### Unité dentaire mobile

Pression d'air	400 – 500 Kpa
Débit	50 L/min
Pression eau	200 Kpa
Dimensions (mm)	400 x 450 x h 780
Poids	17 kg
Seringue 3 voies	oui
Cordon Midwest	3

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC703	Unité dentaire mobile	1690,00

#### **CART**

Cette unité dentaire mobile tout air est auto-alimenté en eau grâce une bouteille.

La hauteur est ajustable électriquement pour s'adapter à toutes les situations.

Ce cart est stable et simple d'utilisation.

Le réglage est en air et eau se fait sur chaque instrument.

La sélection des instruments est automatique

- Seringue 3 fonctions air / eau / spray
- 3 sorties instruments midwest 4 trous (Turbine, contre-angles, ou autre...)
- Spray réglable par instrument
- Fonctionne autonome (eau stérile)
- Pédale disque progressive
- Hauteur réglable électriquement par bouton



Réglage de la hauteur électrique



#### Unité dentaire mobile

Pression d'air	400 – 500 Kpa
Débit	50 L/min
Pression eau	200 Kpa
Dimensions (mm)	540 x 470 x h 750 à 880)
Poids	35 kg
Seringue 3 voies	oui
Cordon Midwest	3

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC703	Unité dentaire mobile	2490,00
	Option Lumière	480,00
	Micromoteur électrique compatible MC3 LED	1490,00

## COMPRESSEUR INTEGRE



## UNITS POUR SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour prodiguer les soins. Son encombrement et sa mobilité lui permet un usage très polyvalent et un rangement facilité. Seule une prise électrique est nécessaire.

- Comprenant :
- 2 sorties instruments pneumatiques (midwest)
  - 1 seringue 3 voies avec embout interchangeable
  - 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
  - 1 système d'alimentation autonome en eau
  - 1 bouteille de récupération des déchets
  - Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
  - 1 compresseur sans huile

### Unité dentaire mobile autonome

Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance	600w
Pression d'air	400 - 500 Kpa
Débit	40 L/min
Pression eau	200 Kpa
Dimensions (mm)	680 x 440 x 870
Poids	54 kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC701	Unité dentaire mobile	<b>3690,00</b>
	Micromoteur électrique compatible MC3 LED	<b>1490,00</b>

## VALISE DE SOINS AMBULATOIRES AUTONOME

- Comprenant :
- 1 pédale de contrôle des instruments
  - 2 sorties instruments pneumatiques (midwest 4 trous)
  - 1 seringue 3 fonctions avec embout interchangeable
  - 1 canule d'aspiration (utilisation en mode non continu)
  - 1 système d'alimentation autonome en eau
  - 1 bouteille de récupération des déchets de l'aspiration
  - Réglage individuel du spray des instruments rotatifs
  - 1 compresseur sans huile

### Valise de soins ambulatoire

Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance	600w
Pression d'air	400 - 500 Kpa
Débit	40 L/min
Pression eau	200 Kpa
Dimensions (mm)	540 x 400 x 620
Poids	30 kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC702	Valise dentaire mobile	<b>3690,00</b>
	Micromoteur électrique compatible MC3 LED	<b>1490,00</b>



MHC702: Sa portabilité et sa mise en service rapide en font un outil particulièrement adapté pour le déplacer sur le site opératoire.



## ASPIRATION MOBILE

- Le MHC 800 est un dispositif d'aspiration mobile puissant qui ne nécessite aucun équipement complémentaire. Une alimentation électrique suffit.
- Comme le niveau sonore est très faible, il s'intègre parfaitement au côté du fauteuil et peut être déplacé suivant les besoins du cabinet.
- Le MHC 800 est facile d'installation, il peut être très utile en cas de panne d'une aspiration classique.
- Cette aspiration mobile peut être utilisée de façon continue pendant de longue heure.
- Le MHC 800 peut être vidangé par l'intermédiaire de son réservoir interne.
- Le MHC 800 est robuste et nécessite peu d'entretien qui peut être réalisé sans difficulté par les utilisateurs.

### Aspiration mobile

Alimentation	AC 230 V - 50 Hz
Puissance	0,5 kw
Débit max	1300 L/min
bruit	56 dB
Dimensions (mm)	450 x 320 x 865
Poids	30 Kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC800	Aspiration mobile	<b>1995,00</b>

\* Aspiration seul, sans séparateur d'amalgame