

CUVES ULTRASONS

Accessoires fournis:

- Couvercle
- Panier
- Becher
- Support Bécher
- Tuyau



Caractéristiques techniques:

Volume:	3 L
Puissance	170 W
Fréquence	35 KHz
Minuterie	1 à 30 min
Vidange	Par vanne
Temperature	20° - 60°
Dimensions de la cuve	25cm x 17,4cm x 7,8cm
Dimensions externe	44,5cm c 27,4cm x 20,5cm
Poids	4,6 Kg

**POSITIONNEMENT PERPENDICULAIRE
A L'ESPACE DE TRAVAIL
POUR LES EMBLEMES RÉDUITS**

479[€]_{,00}

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle



MHC 30

Puissance ultrasons	120 W / 40 kHz
Minuterie	1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH)	240mm X 140mm X 100mm
Poids	5 Kg
Prix	595,00

3 L



MHC 30C

Puissance ultrasons	120 W / 40 kHz
Puissance chauffe	150 W
Minuterie	1 ~ 99 minutes
Température	20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH)	240 mm X 140mm X 100mm
Poids	5,5 Kg
Prix	659,00



MHC 50

Puissance ultrasons	120 W / 40 kHz
Minuterie	1 ~ 99 minutes
Dimensions cuve (lxLxH)	240mm X 140mm X 150mm
Poids	5,5 Kg
Prix	745,00

5 L



MHC 50C

Puissance ultrasons	120 W / 40 kHz
Puissance chauffe	150 W
Minuterie	1 ~ 99 minutes
Température	20°C ~ 80°C
Dimensions cuve (lxLxH)	240mm X 140mm X 150mm
Poids	6 Kg
Prix	825,00



7 L

MHC 70

Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Dimensions cuve (lxLxH) 505mm X 140mm X 100mm
 Poids 8,5 Kg
 Prix **1079,00**



MHC 70C

Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 350 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 505mm X 140mm X 100mm
 Poids 9 Kg
 Prix **1259,00**



MHC 100

Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Dimensions cuve (lxLxH) 305mm X 245mm X 150mm
 Poids 9,5 Kg
 Prix **1190,00**

10 L



MHC 100C

Puissance ultrasons 240 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 350 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 305mm X 245mm X 150mm
 Poids 10 Kg
 Prix **1390,00**



MHC 130

Puissance ultrasons 300 W / 40 kHz
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 150mm
 Poids 13,5 Kg
 Prix **1590,00**

13 L



MHC 100C

Puissance ultrasons 300 W / 40 kHz
 Puissance chauffe 450 W
 Minuterie 1 ~ 99 minutes
 Température 20°C ~ 80°C
 Dimensions cuve (lxLxH) 330mm X 300mm X 150mm
 Poids 14 Kg
 Prix **1790,00**



20 L

MHC 20C

Alimentation	AC 230V, 50 Hz
Puissance ultrasons	1000 W / 40 kHz
Puissance chauffe	500 W
Minuterie	1 ~ 99 minutes
Température	20°C ~ 80°C
Dimensions utiles (lxLxH)	500mm X 300mm X 150mm
Poids	18 Kg
Prix	2690,00

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle

ULTRASONS ENCASTRABLE

5 L - 10L - 13L - 20L



Une cuve à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle déplaçable et/ou encastrable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons.

Ceci vous permet d'avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer.

Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que les cuves posables avec chauffage.

La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de contrôle.

Panneau de commande déportable



AVEC AU CHOIX:

Panneau de commande encastrable



Référence	Volume	Fréquence	Puissance ultrasons	Puissance chauffe	Minuterie	Température	Cuve (mm)	Poids
MHC 50E	5L	40 KHz	120 W	200 W	1 ~ 99 min	20 - 80°C	240 x 140 x 150	7 Kg
MHC 100E	10L		240 W	350 W			305 x 245 x 150	12 Kg
MHC 130E	13L		300 W	450 W			330 x 300 x 150	15 Kg
MHC 200E	20L		430 W	650 W			500 x 300 x 150	22 Kg

GARANTIE 2 ANS

Livré avec panier et couvercle

5L



10L



13L



20L



19

Panneau de commande déportable



Un bac à ultrasons innovant grâce à son panneau de contrôle déplaçable. Vous pouvez le positionner dans un rayon de 1 m autour du bac à ultrasons.

Ceci vous permet d'avoir un espace de travail propre et facile à nettoyer.

Il dispose des mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le 10L posable avec chauffage.

La vidange se fait directement depuis la commande du panneau de contrôle.

L'Encastrable	5L	10L	13L	20L
Dimension interne de la cuve	240x140x150	305x245x150	330x300x150	500x300x150
Encombrement sur plan de travail	420x320	420x480	490x460	670x470
Encombrement sous plan de travail	300x170x260	360x2800x280	380x340x310	580x340x310
Dimensions de la découpe	32x190	380x300	390x360	580x360
Dimensions du panneau de contrôle	220x200x50	220x200x50	220x200x50	220x200x50
Poids	7Kg	12 Kg	15 kg	22 kg
Référence	Désignation			€ T.T.C.
MHC50E	Bac Encastrable 5 L			1290,00
MHC100E	Bac Encastrable 10 L			1990,00
MHC130E	Bac Encastrable 13 L			2390,00
MHC200E	Bac Encastrable 20 L			3590,00

ACCESSOIRE



Reference	Description	€ T.T.C.
MHC 30A	Support Becher	49,00
MHC 30B	Becher 500 ml	19,00

