

ECLAIRAGE




Cette nouvelle lampe LED supprime les zones d'ombres sur le champ opératoire.

La MHC650 fournit une lumière naturelle avec une performance de rendu des couleurs supérieure.

Les 9 niveaux d'intensité lumineuse (10.000 ~ 60.000 Lux) peuvent être facilement ajustées pour s'adapter à toutes les conditions de lumière ambiante souhaitées.


CONFORT VISUEL

L'intensité de lumineuse de la MHC650 ainsi la température de la couleur sont parfaitement réglées et ajustées pour le confort des yeux. La MHC650 supprime toutes les ombres, corrige de façon cohérente les couleurs et réduit la fatigue oculaire pendant les procédures dentaires étendus.



EXCELLENT RENDU DE COULEUR

La MHC 650 utilise des LED avec de hautes propriétés de rendu des couleur afin d'être au plus proche de la lumière naturelle.



REFROIDISSEMENT SANS BRUIT

La technologie Led ne produit peu de chaleur comparé au éclairage classique de type quartz-halogène.


Le système de refroidissement sans ventilateur permet une dissipation optimale de la chaleur et prolonge la durée de vie des LED tout en offrant un silence et confort d'utilisation



- Diamètre de la coupole : 30 cm
- Intensité lumineuse : 10 000 ~ 60.000 Lux
- Réglage de la luminosité 9 niveaux, de 20 à 100 %
- Diamètre du champ lumineux : 20 cm
- Indice de rendu des couleurs : < 90%
- Température de couleur : 5 500 K
- Source lumineuse : 6 LED
- Durée de vie de la lampe 50 000 h



Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC651	Eclairage opératoire plafonnier	3190,00
MHC652	Eclairage opératoire mobile	3190,00
MHC653	Eclairage opératoire fauteuil	3190,00



* Uniquement en réflexion directe pour le LED

L'éclairage HAUTE PERFORMANCE

Ses tubes fluorescents et ses LED de dernière génération émettent une lumière du jour de 6500°K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 98% pour le tube et 85% en LED.

Possédant un spectre complet et continu, cet éclairage permet de distinguer facilement les nuances de couleur.

Il dispose d'un éclairage direct ainsi que indirect (éclairage d'ambiance du plafond, non disponible en LED)

En version Tube, il est disponible avec 2 types de diffuseur:

Boréal diffuse une véritable lumière du nord douce et agréable avec sa plaque blanche légèrement opaque

Tropical est un véritable puits de lumière tonique et vivifiant grâce à son diffuseur translucide granité

Eclairage en Lux	Boréal	Tropical	LED
1m	1700	3200	1800
1,20 m	1320	2500	1400
1,5 m	900	1700	1000

	TUBES	LED
Tubes	6 x T5 - 54 W	240 LED
Température de couleur	6500° K	6500° K
Rendu des couleurs	> 98%	85,00%
Flux lumineux	20.700 lm	11.200 lm
Dimensions (mm)	1280 x 600 x 65	1280 x 600 x 65
Poids	13 Kg	13 Kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC660	Eclairage avec diffuseur «Boréal»	1830,00
MHC662	Eclairage avec diffuseur «Tropical»	1830,00
MHC663	Eclairage LED	2730,00

Caractéristiques techniques

Tubes	6 x 58 W G13 CEL
Rendu des couleurs	> 90 %
Température de couleur	6500° K
Flux lumineux	27.300 lumen
Lux à 1,2m	1110 Lux
Dimensions (mm)	1570 x 470 x 94
Poids	10 kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC665	Eclairage 6 tubes	1690,00



