



Loupes légères

Adaptation rapide

Référence	Désignation	€ T.T.C.
LP-25	Loupe légères x 2,5	79,00
LP-35	Loupe légères x 3,5	79,00



Forme Classique: verres correcteurs adaptables



Forme Sport



Lunettes loupes binoculaires galiléennes

Forme sport ou classique, légères et confortables, support pivotant, réglage inter-pupillaire.

Référence	Désignation	€ T.T.C.
LP-CL340	Lunette classique 2,5 x 340	659,00
LP-CL420	Lunette classique 2,5 x 420	659,00
LP-SP340	Lunette sport 2,5 x 340	659,00
LP-SP420	Lunette sport 2,5 x 420	659,00

- Grossissement x 2.5
- Distance de travail: 340 mm ou 420 mm
- Profondeur de champ: 90 mm
- Largeur de champ: 100 mm
- Légères : 75 g
- Angle de vision réglable
- Paramétrage simple du point de convergence
- Réglages inter-pupillaires

Loupes + éclairage LED **659** € TTC