

THERMOFORMEUR



Thermoformeur

Thermoformeur

Alimentation	AC 230V - 50 Hz
Puissance de chauffage	450 W
Puissance Moteur	1400 W
Épaisseur des Plaques	jusqu'à 6 mm
Plaque ronde	de Ø120 à Ø 134 mm
Plaque carré	de 120x120 mm à 130x130 mm
Dimension	180 x 230 x 290 mm
Poids	5,2 kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC530	Thermoformeur	790,00

D'un design moderne et d'une utilisation très agréable, ce thermoformeur est équipé d'une résistance de dernière génération en fibre de carbone et d'un moteur puissant pour générer le vide. Le thermoformeur MHC 530 est compatible avec les plaques rondes ou carrées. Il n'a besoin que d'une alimentation électrique.