


THERMOSOUDEUSE



Matière : Acier laqué



Caracteristiques techniques

Alimentation	AC 230V - 50 Hz	
Puissance	100 W	
Température de soudure	220°	
Longueur de rouleau maxi	300 mm	
Largeur de soudure	12 mm	
Réglage Température	Automatique	
Pré-chauffage	3 min	
Dimensions (LxIxh)	460 x 380 x 290 mm	
Matière	Acier laqué	
Poids	8 kg	
Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC522	Thermosoudeuse	495,00

Cette nouvelle thermosoudeuse allie un design moderne à une fabrication robuste. Entièrement en aluminium, elle saura résister au temps.

La MHC 521 dispose d'un réglage automatique du système de chauffe ainsi que d'un voyant indiquant la fin de la soudure.

Matière: Aluminium



Caracteristiques techniques

Alimentation	AC 230V - 50 Hz
Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	300 mm
Largeur de soudure	12 mm
Réglage Température	Automatique
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	440 x 340 x 210
Poids	7,5 kg



Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC521	Thermosoudeuse	495,00



Matière : Acier Inoxidable

Une thermosoudeuse robuste et simple d'utilisation, pour gaine et sachet de stérilisation.

Elle est équipée d'un réglage de température et d'une table de travail pour faciliter la soudure des instruments lourds.

Entièrement en acier inoxydable, son nettoyage en est facilité, et elle saura résister au temps.

Caracteristiques techniques

Alimentation	AC 230V - 50 Hz
Puissance	100 W
Température de soudure	220°
Longueur de rouleau maxi	250 mm
Largeur de soudure	10 mm
Réglage Température	Thermostat
Pré-chauffage	3 min
Dimensions (mm)	420 x 250 x 340
Poids	8 kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC520	Thermosoudeuse	479,00