

## VIBREUR



### ***Vibreur Malaxeur Universel:***

- Accepte toutes les capsules du marché
- Géré par micro processeur
- Temps ajustable de 1 à 99 s
- Mise en sécurité dès l'ouverture du capot
- Modèle très silencieux, robuste et fiable

### **Vibreur Malaxeur**

Alimentation	AC 230V - 50 Hz
Puissance	200 W
Fréquence d'oscillation	4500 oscillation/min
Amplitude	25 mm
Dimensions (cm)	25 x 21 x 13
Poids	3,5 Kg

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC500	Vibreur	325,00